


PERFECTO




DISPOTECH DENTAL EXCELLENCE

Made in  **DISPOTECH**[®]



PERFECTO - INDEX

	Pag.
1. PERFECTO ICE	5
2. PERFECTO NAPKINS	6
3. PERFECTO NAPKINS HOLDER	7
4. PERFECTO BIBS	8
5. PERFECTO NAPKINS DISPENSER	9
6. PERFECTO BIBS DISPENSER	10
7. PERFECTO TRAY PAPER	11
8. PERFECTO TRAY	12
9. PERFECTO CUP	13
10. PERFECTO CUTANPLAST	14
11. PERFECTO EJECTOR	15
12. PERFECTO ROLLS	16
13. PERFECTO TOOTHBRUSH	17
14. PERFECTO MICRO APPLICATOR	18
15. PERFECTO ORTHO BITE/BOX	19
16. PERFECTO DENTURE BOX	20
17. PERFECTO MIXING TIPS	21
18. PERFECTO INTRAORAL TIPS	22
19. PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS	23
20. PERFECTO CHAIR COVER	26
21. PERFECTO HEADREST COVER	27
22. PERFECTO SEAT COVER	28
23. PERFECTO BARRIER FILM	29
24. PERFECTO SLEEVE	30
25. PERFECTO SLEEVE ROLL	31
26. PERFECTO MAT	32
27. PERFECTO MASK	33
28. PERFECTO LACES CAP	34
29. PERFECTO ELASTIC CAP	35
30. PERFECTO GOWN	36
31. PERFECTO SURGICAL GOWN	37
32. PERFECTO SHOES COVER	38
33. PERFECTO LATEX GLOVES	39
34. PERFECTO NITRIL GLOVES	40
35. PERFECTO DRAPE	41
36. PERFECTO SURGICAL KIT	42
37. PERFECTO PACK	43
38. PERFECTO BOWIE E DICK	44



“ WELCOME TO
DISPOSABLE PERFECTION

WE DESIGN

Dispotech designs its disposable products internally, developing the materials, the technologies and the production processes, as well as all the quality control systems. This allows Dispotech's internal Research and Development department to guarantee the highest quality across the whole range of disposable products destined for dental sector.

WE MANUFACTURE

Dispotech produces its disposable products internally, using **made in Italy materials** carefully designed and selected to obtain the best performance throughout the production cycle, from the **raw materials**, throughout **production** plants right up to the **finished product**. Dispotech's internal production thus guarantees the **highest quality** across its whole range of disposable products for the **dental sectors**.

“

Emanuele Mortarotti

PERFECTO Head of Project Management

Dispotech is the leader in Dental disposable products in Italy and around the world. The company was created by the vision of Massimo Mortarotti in 1994. After ten years working in the chemical-medical field in Milan, Mortarotti decided to create a new company dedicated to designing and manufacturing disposable products in Gordona, in the Valchiavenna area, Italy.

Dispotech is a family company, founded by Massimo Mortarotti who today runs the company alongside his son Emanuele Mortarotti and daughter Monica Mortarotti, ably assisted by their 60 employees.



PERFECTO.DENTAL DISPOSABLE EXCELLENCE MADE IN



PERFECTO ICE

Disposable ice pack, Sacco Gelo, Bolsa de hielo, Poche de froid, Eisbeutel

UK - PERFECTO ICE

The PERFECTO ICE disposable ice pack, invented and patented by Dispotech, guarantees intense but not aggressive levels of cold and is soft to the touch, thanks to its Nonwoven fabric lining, making it suitable for use on the face. At room temperature, the Dispotech ice pack reaches a temperature of -4°C in just a few seconds.

Plastic version also available.

IT - PERFECTO ICE

Il sacco gelo monouso PERFECTO ICE, inventato e brevettato da Dispotech, garantisce freddo intenso ma non aggressivo e grazie al rivestimento in TNT, morbido al tatto è adatto all'utilizzo sul viso. Il Sacco gelo Dispotech a temperatura ambiente raggiunge in pochi secondi la temperatura di -4°C . Disponibile anche la versione in plastica.

ES - PERFECTO ICE

La bolsa de hielo desechable PERFECTO ICE, inventada y patentada por Dispotech, garantiza un frío intenso pero no agresivo y, gracias al revestimiento en textil no tejido suave al tacto, es apto para aplicar en el rostro. La Bolsa de hielo Dispotech a temperatura ambiente alcanza una temperatura de -4°C en pocos segundos. También disponible la versión en plástico.

FR - PERFECTO ICE

La poche de froid à usage unique PERFECTO ICE, inventée et brevetée par Dispotech, garantit un froid intense, mais non agressif. Grâce au revêtement en Textile non Tissé, elle est douce au contact et peut être utilisée sur le visage. La poche de froid Dispotech à température ambiante atteint la température de -4°C en quelques secondes. Disponible en version plastique.



Medical Device class II a



24 pcs



14x18cm – 14x24cm

DE - PERFECTO ICE

Der Einweg-Eisbeutel PERFECTO ICE, der von Dispotech erfunden und patentiert wurde, garantiert intensive, aber nicht aggressive Kälte und eignet sich dank der bei der Berührung weichen Vliesstoff-Verkleidung für die Verwendung auf dem Gesicht. Der Dispotech-Eisbeutel erreicht bei Raumtemperatur in wenigen Sekunden eine Temperatur von -4°C . Auch in Kunststoffversion verfügbar.

PERFECTO NAPKINS

Napkins, Tovaglioli, Servilletas, Serviettes, Servietten



Medical Device class I

UK - PERFECTO NAPKINS

The PERFECTO NAPKINS disposable napkins are made of one or two plies of pure wadding of cellulose combined with one ply of polyethylene. High absorbency, impermeability and tear resistance are the key features of this product. Available in bulk boxes or packages.

IT - PERFECTO NAPKINS

I tovaglioli monouso PERFECTO NAPKINS sono composti da uno o due veli di pura ovatta di cellulosa uniti a un velo di polietilene. Questo prodotto è caratterizzato da alta assorbenza, impermeabilità e resistenza agli strappi. Disponibili in cartoni sfusi o pacchetto.

ES - PERFECTO NAPKINS

Las servilletas desechables PERFECTO NAPKINS están compuestas por una o dos capas de pura guata de celulosa unidas a una capa de polietileno. Este producto se caracteriza por su alta absorción, impermeabilidad y resistencia a los tirones. Disponible en cajas a granel o en paquete.

500 pcs – 10x50 pcs



33x45 cm



green, blue, white, yellow, pink, peach, light blue, baby, blue med, orange, lilac, fresh green, red wine, fuchsia, black, caribbean blue



FR - PERFECTO NAPKINS

Les serviettes à usage unique PERFECTO NAPKINS se composent d'un ou de deux voiles de pure ouate de cellulose et d'un voile de polyéthylène. Ce produit dispose d'un haut pouvoir absorbant. Il est imperméable et résiste aux déchirures. Disponibles en vrac ou en paquet.

DE - PERFECTO NAPKINS

Die Einweg-Servietten PERFECTO NAPKINS bestehen aus einer oder zwei Lagen reiner Zellstoffwatte in Verbindung mit einer Lage Polyäthen. Dieses Produkt zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit, Wasserbeständigkeit und Reißfestigkeit aus. Auch in losen Kartons oder Paket verfügbar.

PERFECTO NAPKINS HOLDER

Perfecto Napkins Holder, Catenella per salviette, Cadena para servilletas, Chaînette pour serviettes, Kettchen für Servietten

UK – PERFECTO NAPKINS HOLDER

The PERFECTO Napkins Holder chain is made of metal and is equipped with closure clips..

IT – PERFECTO NAPKINS HOLDER

La catenella per salviette PERFECTO Napkins Holder, in metallo e dotata di clips per la chiusura, è autoclavabile.

ES – PERFECTO NAPKINS HOLDER

La cadena para servilletas PERFECTO Napkins Holder es de metal y cuenta con clips de cierre.

FR – PERFECTO NAPKINS HOLDER

La chaînette pour serviettes PERFECTO Napkins Holder en métal est dotée de clips pour la fermeture.

DE – PERFECTO NAPKINS HOLDER

Die Kette für Servietten PERFECTO Napkins Holder besteht aus Metall und ist mit Clips zur Befestigung ausgestattet..



 1 pc



PERFECTO BIBS

Bibs , Mantelline, Baberos, Bavoirs, Umhänge

UK - PERFECTO BIBS

The PERFECTO BIBS disposable bibs come on a roll and are made of one ply of pure cellulose wadding combined with one ply of polyethylene. High absorbency, impermeability and tear resistance are the key features of this product. The bibs are fitted with practical laces and a scoop neckline to ensure increased comfort for patients.

A plastic version is also available.

Medical Device class I



FR - PPERFECTO BIBS

Les tabliers en rouleau à usage unique PERFECTO BIBS se composent d'un voile de pure ouate de cellulose et d'un voile en polyéthylène. Ce produit dispose d'un haut pouvoir absorbant. Il est imperméable et résiste aux déchirures. Les bavoirs sont dotés de cordons et d'une encolure pratiques pour un plus grand confort du patient. Disponible en version intégralement en plastique.

IT - PERFECTO BIBS

Le mantelline in rotolo monouso PERFECTO BIBS sono composte da un velo di pura ovatta di cellulosa unito ad un velo di polietene. Questo prodotto è caratterizzato da alta assorbenza, impermeabilità e resistenza agli strappi. Le mantelline sono dotate di comodi lacci e scollo per un migliore comfort del paziente. Disponibili anche nella versione solo plastica.



6 pcs



50x60 cm – 80 pcs
50x80 cm – 60 pcs



Green, blue, white, yellow, pink,
peach, blue med, orange, lilac,
fresh green, red wine, fuchsia,
black, caribbean blue



ES - PERFECTO BIBS

Los baberos desechables en rollo PERFECTO BIBS están compuestas por una capa de pura guata de celulosa unidas a una capa de polietileno. Este producto se caracteriza por su alta absorción, impermeabilidad y resistencia a los tirones. Las capas están dotadas de cómodas tiras y escote para un mejor confort del paciente. También disponible en versión solo plástico.

DE - PERFECTO BIBS

Die Umhänge in der Einweg-Rolle PERFECTO BIBS bestehen aus einer Lage reiner Zellstoffwatte in Verbindung mit einer Lage Polyäthen. Dieses Produkt zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit, Wasserbeständigkeit und Reißfestigkeit aus. Die Umhänge sind für den Komfort des Patienten mit bequemen Schnürbändern sowie einem Ausschnitt ausgestattet. Auch in der Version nur mit Kunststoff verfügbar.

PERFECTO NAPKINS DISPENSER

Napkins Dispenser, Dispenser Tovaglioli, Dispensador Servilletas, Distributeur Serviettes, Serviettenspender

UK – PERFECTO NAPKINS DISPENSER

The PERFECTO NAPKINS dispenser is made of plexiglass and features a central slot. It has been studied and produced to ease the work of operators.



IT – PERFECTO NAPKINS DISPENSER

Dispenser per tovaglioli PERFECTO NAPKINS in plexiglass, dotato di fessura centrale. Studiato e realizzato per aiutare il lavoro dell'operatore.



 1 pcs

ES - PERFECTO NAPKINS DISPENSER

Dispensador para servilletas PERFECTO NAPKINS en plexiglas con ranura central. Estudiado y fabricado para facilitar el trabajo del operador.

FR – PERFECTO NAPKINS DISPENSER

Distributeur à serviettes PERFECTO NAPKINS en plexiglas, doté d'une fissure centrale. Conçu et réalisé pour aider le travail de l'opérateur..

DE– PERFECTO NAPKINS DISPENSER

Serviettenspender PERFECTO NAPKINS aus Plexiglas, der mit einem mittigen Schlitz ausgestattet ist. Entwickelt und hergestellt, um die Arbeit des Bedieners zu unterstützen..

PERFECTO BIBS DISPENSER

Dispenser Bibs, Dispenser Mantelline, Dispensador Baberos, Distributeur Bavoirs, Umhangspender

UK – PERFECTO BIBS DISPENSER

Plastic container, with wall support, to optimise the use of the tear-off bibs roll
PERFECTO BIBS.



 1 pcs

IT – PERFECTO BIBS DISPENSER

Contenitore in plastica, con supporto per essere fissato a muro, così da ottimizzare
al meglio l'utilizzo delle mantelline in rotolo a strappo PERFECTO BIBS.



ES – PERFECTO BIBS DISPENSER

Envase de plástico con soporte de fijación a la pared para optimizar al máximo el uso de las capas precortadas en rollo PERFECTO BIBS.

FR – PERFECTO BIBS DISPENSER

Envase de plástico con soporte de fijación a la pared para optimizar al máximo el uso de los baberos precortadas en rollo PERFECTO BIBS.

DE – PERFECTO BIBS DISPENSER

Kunststoffbehälter mit Wandhalter, zur optimalen Verwendung der Umhänge PERFECTO BIBS auf Abreißrolle.

PERFECTO TRAY PAPER

Tray Paper, Carta crespata, Papel Rugoso, Papier crépon, Krepppapier

UK – PERFECTO TRAY PAPER

PERFECTO TRAY PAPER, disposable wet-resistant crepe paper in pure cellulose wadding, ideal for use in an autoclave. This product comes equipped with a practical tray, and is designed and manufactured to be used to cover the bottom of the aluminium tray.

IT – PERFECTO TRAY PAPER

PERFECTO TRAY PAPER, carta crespata monouso in pura ovatta di cellulosa antisppolo, quindi ideale per l'utilizzo in autoclave. Questo prodotto, dotato di pratico vassoio, è studiato e realizzato per essere usato come copertura della base del vassoio in alluminio.

ES – PERFECTO TRAY PAPER


PERFECTO TRAY PAPER, papel rugoso desechable en pura guata de celulosa resistente a la humedad y, por tanto, ideal para usar en autoclave. Este producto, dotado de una práctica bandeja, se ha estudiado y fabricado para utilizarse como cobertura de la base de la bandeja de aluminio.

FR – PERFECTO TRAY PAPER

PERFECTO TRAY PAPER, papier crépon à usage unique en pure ouate de cellulose anti-humidité, idéale à utiliser en autoclave. Ce produit, doté d'un plateau pratique, est conçu et réalisé pour être utilisé comme couverture de la base du plateau en aluminium.

DE – PERFECTO TRAY PAPER

PERFECTO TRAY PAPER, Einweg-Krepppapier aus reiner, nicht zerfallender Zellstoffwatte, die folglich ideal für den Einsatz im Autoklaven ist. Dieses Produkt, das mit einem praktischen Tablett ausgestattet ist, wurde entwickelt und hergestellt, um als Abdeckung der Tablettbasis aus Aluminium eingesetzt zu werden.



250x10 pcs



18x28cm



green, blue, white, yellow, pink,
blue med, orange, lilac, fresh
green

PERFECTO TRAY

Disposable Tray, Vassoi monouso, Bandejas desechables, Plateaux à usage unique, Einweg-Tabletts



UK – PERFECTO TRAY

PERFECTO TRAY disposable trays are made with a smooth or knurled base and are exceptionally resistant boasting superior quality. This product has been specially designed to hold instruments and various materials.

IT - PERFECTO TRAY

I vassoi monouso PERFECTO TRAY sono realizzati con fondo liscio o zigrinato, sono caratterizzati da alta resistenza e qualità. Questo prodotto è stato studiato appositamente per appoggiare strumenti e vari materiali.

400 pcs



18x28cm



White, green, blue, yellow, blue med, orange, lilic



ES - PERFECTO TRAY

Las bandejas desechables PERFECTO TRAY están fabricadas con fondo liso o rugoso y se caracterizan por su alta resistencia y calidad. Este producto se ha estudiado específicamente para apoyar instrumentos y otros materiales.

FR - PERFECTO TRAY

Les plateaux à usage unique PERFECTO TRAY présentent un fond lisse ou cannelé et offrent une résistance de qualité. Ce produit a été étudié spécialement pour poser les outils et les différents matériaux.

DE – PERFECTO TRAY

Die Einweg-Tabletts PERFECTO TRAY sind mit glattem oder gerändeltem Boden hergestellt. Sie zeichnen sich durch hohe Beständigkeit und Qualität aus. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um Instrumente und verschiedene Materialien darauf zu legen.

PERFECTO CUP

Disposable cups, Bicchieri monouso, Vasos desechables, Goblets jetables, Einweg Becher

UK – PERFECTO CUP

PERFECTO CUP disposable cups are made of polypropylene which prevents them from breaking. The product is 100% recyclable.

IT - PERFECTO CUP

I bicchieri monouso PERFECTO CUP sono realizzati in polipropilene che ne impedisce la rottura. Il prodotto è 100% riciclabile.

ES - PERFECTO CUP

Los vasos desechables PERFECTO CUP están fabricados en polipropileno que evita posibles roturas. El producto es 100 % reciclable.

FR - PERFECTO CUP

Les verres à usage unique PERFECTO CUP sont réalisés en polypropylène, ce qui les rend incassables. Le produit est 100 % recyclable.


DE – PERFECTO CUP

Die Einweg-Gläser PERFECTO CUP sind aus Polypropylen hergestellt, das verhindert, dass sie brechen. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.



 1000 pcs – 3000 pcs

 180cc

 dark green, blue, white, pink, blue med, orange, lilac, fresh green



PERFECTO CUTANPLAST

Haemostatic sponge, Spugnetta emostatica, Esponja hemostática, Éponge hémostatique, Hämostatischer Schwamm



Medical Device class III

 24 pcs

 10x10x10 mm



UK - PERFECTO CUTANPLAST

Cutanplast dental is a gelatin sponge of swine origin, with a rapid haemostatic effect. The product is 100% resorbable. Class III medical device.

IT – PERFECTO CUTANPLAST

Il Cutanplast dental è una spugnetta di gelatina di origine suina, caratterizzata da un rapido effetto emostatico. Il prodotto è completamente riassorbibile. Dispositivo medico Classe III.

ES - PERFECTO CUTANPLAST

Cutanplast dental es una esponja de gelatina de origen porcino, caracterizada por su rápido efecto hemostático. El producto es completamente reabsorbible. Dispositivo médico de Clase III.

FR - PERFECTO CUTANPLAST

Le Cutanplast dentaire est une petite éponge en gélatine d'origine animale (cochon), qui garantit un excellent effet hémostatique. Le produit est complètement résorbable. Dispositif médical Classe III.

DE – PERFECTO CUTANPLAST

Cutanplast dental ist ein Gelatineschwamm, der vom Schwein stammt. Er zeichnet sich durch eine schnelle blutstillende Wirkung aus. Das Produkt ist vollständig resorbierbar. Medizinisches Instrument der Klasse III.

PERFECTO EJECTOR

Saliva Ejectors, Aspirasaliva, Eyectores de saliva, Canules d'aspiration, Speichelsauger

UK – PERFECTO EJECTOR

The disposable PERFECTO EJECTOR saliva ejectors are made of non-toxic transparent PVC, they are flexible and thanks to an incorporated metal wire they maintain their desired shape when in use. The product is equipped with a rounded removable cap. A fixed cap version is also available.

IT – PERFECTO EJECTOR

Gli aspirasaliva monouso PERFECTO EJECTOR sono realizzati in PVC trasparente atossico, sono flessibile e grazie al loro filo metallico incorporato mantengono la forma desiderata. Il prodotto è dotato di un cappuccio rimovibile dalla forma arrotondata. Disponibile anche nella versione con cappuccio fisso.

ES – PERFECTO EJECTOR

Los eyectores de saliva desechables PERFECTO EJECTOR están fabricados en PVC transparente atóxico, son flexibles y, gracias a su alambre metálico incorporado, mantienen la forma deseada. El producto está dotado de una capucha redonda extraíble. También disponible en la versión con capucha fija.

FR – PERFECTO EJECTOR

Les canules d'aspiration à usage unique PERFECTO EJECTOR sont en PVC transparent non toxique. Elles sont flexibles et, grâce à leur fil métallique incorporé, elles maintiennent la forme souhaitée. Le produit est doté d'un bouchon amovible de forme ronde. Également disponible dans la version à bouchon fixe.

DE – PERFECTO EJECTOR

Die Einweg-Speichelsauger PERFECTO EJECTOR sind aus durchsichtigem, atoxischem PVC hergestellt. Sie sind beweglich und behalten die gewünschte Form dank ihres eingebrachten Metalldrahts bei. Das Produkt ist mit einer abnehmbaren Kappe in abgerundeter Form ausgestattet. Auch in der Version mit befestigter Kappe verfügbar.



Medical Device class II a



50x100 pcs



15cm – 13cm



transparent,
transparent green,
transparent blue,
transparent yellow,
transparent pink,
transparent blue med,
transparent orange,
transparent lilac,
transparent fresh green

PERFECTO ROLLS

Cotton rolls, Rulli salivari, Rollos salivares, Rouleaux de coton salivaires, Einweg-Watternollen

UK - PERFECTO ROLLS

The PERFECTO ROLL disposable saliva rolls in pure, non chlorinated, long fibre cotton are highly absorbent. The product maintains its compactness even during absorption.

IT - PERFECTO ROLLS

I rulli salivari monouso PERFECTO ROLL sono realizzati in puro cotone non clorinato a fibra lunga, sono ad alto potere assorbente. Il prodotto mantiene la sua compattezza anche nel momento dell'assorbimento.

ES - PERFECTO ROLLS

Los rollos de algodón desechables PERFECTO ROLL están fabricados en algodón puro de fibra larga sin clorar y poseen un alto poder absorbente. El producto mantiene su compactibilidad incluso en el momento de la absorción.

20 pcs x 300g



NR.1 Ø 8mm

NR.2 Ø 10mm

NR.3 Ø 12mm



Medical Device class I

FR - PERFECTO ROLLS

Les rouleaux salivaires à usage unique PERFECTO ROLL sont réalisés en pur coton à fibres longues non chloré, et présentent un grand pouvoir absorbant. Le produit maintient sa fermeté même lors de l'absorption.

DE - PERFECTO ROLLS

Die Einweg-Speichelrollen PERFECTO ROLL sind aus reiner, chlorfreier und langfaseriger Baumwolle hergestellt und sind besonders saugfähig. Das Produkt behält seine Kompaktheit auch im Augenblick der Absorption bei.

PERFECTO TOOTHBRUSH

Disposable toothbrushes, Spazzolini monouso, Cepillos de dientes, Brosses à dents jetables, Einweg Zahnbürsten

UK - PERFECTO TOOTHBRUSHES

The PERFECTO TOOTHBRUSH disposable brushes are individually packaged to guarantee maximum hygiene. The product features hypoallergenic bristles soaked in toothpaste. Ready to use.

ES – PERFECTO TOOTHBRUSHES

Los cepillos de dientes desechables PERFECTO TOOTHBRUSH están envasados de forma individual para garantizar la máxima higiene. El producto está dotado de cerdas hipoalergénicas impregnadas con dentífrico. Listo para el uso.

100x10 pcs



FR - PERFECTO TOOTHBRUSHES

Les brosses à dents à usage unique PERFECTO TOOTHBRUSH sont emballées une à une, ce qui garantit la plus grande hygiène. Le produit est doté de poils antiallergiques imbibés de dentifrice. Prêt à l'usage.

IT – PERFECTO TOOTHBRUSHES

Gli spazzolini da monouso PERFECTO TOOTHBRUSH sono confezionati singolarmente, per garantire la massima igiene. Il prodotto è dotato di setole anallergiche intrise di dentifricio. Pronto all'uso.

DE - PERFECTO TOOTHBRUSHES

Die Einweg-Zahnbürsten PERFECTO TOOTHBRUSH sind einzeln verpackt, um höchste Hygiene zu garantieren. Das Produkt ist mit antiallergischen Borstenreihen ausgestattet, die bereits mit Zahnpasta beschichtet sind. Verwendungsbereit.

PERFECTO MICRO APPLICATOR

Disposable Micro Applicators, Micro Applicatori, Microaplicadores, Micro-Applicateur, Einweg-Mikroapplikatoren

UK – PERFECTO MICRO APPLICATOR

The PERFECTO MICRO-APPLICATOR disposable products are highly resistant and non-absorbent; they feature a compact applicator and bendable plastic handle that allows a precise and localised application of various liquids and materials.



Medical Device class I

IT – PERFECTO MICRO APPLICATOR

I micro applicatori monouso, PERFECTO MICRO-APPLICATOR sono resistenti e non assorbenti, con applicatore compatto e manico in plastica orientabile che permette un'applicazione precisa e localizzata di liquidi e materiali vari.



Regular 3,0 mm liliac
Fine 1,9 mm, yellow
Superfine 1,5 mm, white
Cylinder 1,4 mm, black



(4x100) x 40 pcs

ES – PERFECTO MICRO APPLICATOR

Los microaplicadores desechables PERFECTO MICRO-APPLICATOR son resistentes y no absorbentes, con aplicador compacto y empuñadura orientable de plástico que ofrece una aplicación precisa y localizada de líquidos y materiales varios.

FR – PERFECTO MICRO APPLICATOR

Les micro-applicateurs à usage unique PERFECTO MICRO-APPLICATOR sont résistants et non absorbants, avec applicateur compact et poignée en plastique orientable qui permet une application précise et localisée de liquides et de matériaux divers.

DE – PERFECTO MICRO APPLICATOR

Die Einweg-Mikroapplikatoren PERFECTO MICRO-APPLICATOR sind widerstandsfähig und nicht saugfähig. Mit kompaktem Applikator und verstellbarem Griff aus Kunststoff, der eine präzise und örtlich begrenzte Applikation von Flüssigkeiten und verschiedenen Materialien ermöglicht.

PERFECTO ORTHO BITE/BOX

UK – PERFECTO ORTHO BITE/BOX

The PERFECTO ORTHO BITE and BOX products are plastic containers suitable for storing orthodontic and bite devices. The product is available in plain or multicoloured versions.

IT - PERFECTO ORTHO BITE/BOX

Le scatolette PERFECTO ORTHO BITE e BOX sono contenitori in plastica adatti per la conservazione di apparecchi di apparecchi ortodontici e bite. Il prodotto è disponibile in confezione mono colore o mista.



Medical Device class I

500 pcs – 300 pcs



H.2,5cm – H.4,00 cm



orange, lilac, blue, green, white, blue med, red, fuchsia, black,



ES – PERFECTO ORTHO BITE/BOX

Los estuches PERFECTO ORTHO BITE y BOX son envases de plástico aptos para guardar aparatos y placas de ortodoncia. El producto está disponible con envase monocolor o mixto.

FR - PERFECTO ORTHO BITE/BOX

Les boîtes PERFECTO ORTHO BITE et BOX sont des conteneurs en plastique adaptés à la conservation des appareils dentaires et des gouttières. Le produit est disponible en paquet monocolor ou mixte.

DE – PERFECTO ORTHO BITE/BOX

Die Behälter PERFECTO ORTHO BITE und BOX sind Kunststoffbehälter, die sich für die Aufbewahrung von kieferorthopädischen Platten und Bytes eignen. Das Produkt ist in einer Packung mit einfarbiger oder gemischter Farbe verfügbar.

PERFECTO DENTURE BOX

Denture Box, Porta protesi, Porte-Prothèses, Estuche para prótesis, Prothesenbehälter

UK – PERFECTO DENTURE BOX

The PERFECTO DENTURE BOX products are plastic containers equipped with a special internal strainer, ideal for the storage and cleaning of removable dentures. The product is available in plain or multicoloured versions.

IT - PERFECTO DENTURE BOX

Porta protesi PERFECTO DENTURE BOX sono contenitori in plastica dotati di apposito cestello, ideali per la conservazione e la pulizia di protesi mobili. Disponibili in confezione mono colore o mista.



Medical Device class I



140 pcs - mono color box



Orange, blue, white, blue med



140 pcs – mixed colors box



All colors

ES – PERFECTO DENTURE BOX

Los estuches para prótesis PERFECTO DENTURE BOX son envases de plástico dotados de un cesto específico, ideales para guardar y limpiar las prótesis extraíbles. Disponible con envase monocolor o mixto.

FR - PERFECTO DENTURE BOX

Les porte-prothèses PERFECTO DENTURE BOX sont des conteneurs en plastique dotés d'un panier, conçus pour la conservation et le nettoyage de prothèses mobiles. Le produit est disponible en paquet monocouleur ou mixte.

DE – PERFECTO DENTURE BOX

Die Prothesenbehälter PERFECTO DENTURE BOX sind Kunststoffbehälter, die mit einem geeigneten Körbchen ausgestattet sind. Sie sind ideal für die Aufbewahrung und Reinigung von Prothesen. In einfarbiger oder gemischter Packung verfügbar.

PERFECTO MIXING TIPS

Mixing tips, Puntali miscelazione, Puntaz de mezcla, Emboutes-mélangeurs, Mischspitzener

UK – PERFECTO MIXING TIPS

The PERFECTO MIXING TIPS are cannulae used to achieve efficient mixing and application and guarantee correct dosage of the product.

	YELLOW	69,8 mm
	1:1	4,1 mm
	BLUE	75,5 mm
	1:1	3,1 mm
	PINK	83,5 mm
	1:1	7 mm
	GREEN	88,7 mm
	1:1	8 mm
	BLUE	75,4 mm
	10:1	3,1 mm
	BROWN	40 mm
	1:1	2,4 mm
	BLUE	57,5 mm
	1:1	57,5 mm
	BROWN	33,7 mm
	1:1	2,4 mm

IT - PERFECTO MIXING TIPS

I puntali di miscelazione PERFECTO MIXING TIPS sono delle cannule utilizzate per miscelazione ed applicazione efficiente e garantiscono un corretto dosaggio del prodotto.

ES – PERFECTO MIXING TIPS

Las puntas de mezcla PERFECTO MIXING TIPS son cánulas utilizadas para obtener una mezcla y aplicación eficientes, a la vez que garantizan una correcta dosificación del producto.

FR - PERFECTO MIXING TIPS

Les embouts mélangeurs PERFECTO MIXING TIPS sont des pointes utilisées pour mélanger et appliquer efficacement le produit. Ils garantissent un bon dosage.

DE – PERFECTO MIXING TIPS

Die Mischspitzen PERFECTO MIXING TIPS sind Kanülen, die für die effiziente Mischung und Anwendung eingesetzt werden und eine korrekte Produktdosierung garantieren.



50x24 pcs



PERFECTO INTRAORAL TIPS

Intraoral tips, Puntali intraorali, Puntas intraorales, Embouts intra-oraux, Intraorale spitzen

UK – PERFECTO INTRAORAL TIPS


The PERFECTO INTRAORAL TIPS are the ideal tips for the micro-application of materials.



WHITE
1:1



YELLOW
1:1



WHITE
1:1

Medical Device class I

IT - PERFECTO INTRAORAL TIPS

I terminali intraorali PERFECTO INTRAORAL TIPS sono dei beccucci ideali per la microapplicazione dei materiali.

ES – PERFECTO INTRAORAL TIPS

Los terminales intraorales PERFECTO INTRAORAL TIPS son unas boquillas ideales para la microaplicación de los materiales.

FR - PERFECTO INTRAORAL TIPS

Les embouts intra-oraux PERFECTO INTRAORAL TIPS sont des pointes idéales pour la micro-application des matériaux.



12x50 pcs



DE – PERFECTO INTRAORAL TIPS

Die intraoralen Spitzen PERFECTO INTRAORAL TIPS sind Tüllen, die sich ideal für die Mikroapplikation der Materialien eignen.

PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS

Syringe applicator tips , Aghi per applicazioni, Aguja Aplicadoras, Aiguilles d'application, Nadeln für Applikationen

UK – PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS

The PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS are ideal for the precise application of gels. The product is available in two different versions, black (20 G.) and light blue (25 G.).

ES – PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS

Las agujas aplicadoras PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS son ideales para aplicar los geles con precisión. El producto está disponible en dos versiones: negro (20 G.) y azul (25 G.).


FR - PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS

Les aiguilles d'application PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS sont idéales pour l'application précise des gels. Le produit est disponible en deux versions, noir (20 G.) et bleu (25 G.).



 100X12 pcs

 Black, light blue



BLACK
1:1

20 GAUCHE

LIGHT BLUE
1:1

25 GAUCHE

Medical Device class I

DE – PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS

Die Nadeln für Applikationen PERFECTO SYRINGE APPLICATOR TIPS sind ideal für die präzise Applikation von Gels. Das Produkt ist in zwei Versionen verfügbar: Schwarz (20 G) und hellblau (25 G.).



PERFECTO MASK



PERFECTO FULL COVER

PERFECTO CHAIR COVER

Chair cover, Copri Riunito, Cubre Sillón, Housses de protection, Kombi-Stuhlabdeckung

UK – PERFECTO CHAIR COVER

The PERFECTO CHAIR COVER disposable covers are made of soft, hypoallergenic and breathable Nonwoven Fabric. The product comes in a universal one size fits all size, adaptable to suit all chairs. The chair cover consists of 2 parts: 1 back cover and 1 seat cover.



25x4pcs



green,
blue,
white,
blue med,
orange,
lilac



Medical Device class I

IT - PERFECTO CHAIR COVER

I copri riuniti monouso PERFECTO CHAIR COVER sono realizzati in morbido TNT anallergico e traspirante. Il prodotto è a misura universale, adattabile a tutti i riuniti. Il copri riunito è composto da 2 pezzi: 1 coprischienale e 1 coprisedile.

ES - PERFECTO CHAIR COVER

Las fundas de sillón desechables PERFECTO CHAIR COVER están fabricadas en suave material textil no tejido hipoalergénico y transpirable. El producto tiene medida universal y se adapta a todos los sillones. La funda se compone de 2 partes: 1 cubre respaldo y 1 cubre asiento.

FR - PERFECTO CHAIR COVER

Les housses de protection PERFECTO CHAIR COVER sont réalisées en textile non tissé doux, anti allergique et respirant. Mesure universelle, s'adapte à tous les fauteuils. La housse de protection se compose de 2 éléments : 1 couvre-dossier et 1 couvre-siège.

DE – PERFECTO CHAIR COVER

Der Einweg-Kombi-Stuhlbezug PERFECTO CHAIR COVER ist aus weichem, antiallergischem und atmungsaktivem Vliesstoff hergestellt. Das Produkt hat eine Einheitsgröße, die an alle Kombi-Stuhlbezüge anpassbar ist. Der Kombi-Stuhlbezug besteht aus 2 Teilen: 1 Rückenteilabdeckung und 1 Sitzabdeckung.

PERFECTO HEADREST COVER

Headrest Covers, Copri testiera, Cubre Cabezal, Housses appui-tête, Kopfstützenabdeckung

UK – PERFECTO HEADREST COVER

The PERFECTO HEADREST COVER disposable covers are made of soft, hypoallergenic and breathable Nonwoven Fabric. The product comes in a universal one size fits all size and fitted with practical elastic bands.

100x10pcs



green, blue, white, blue med,
orange, lilac



IT - PERFECTO HEADREST COVER

I copritestiera monouso PERFECTO HEADREST COVER sono realizzati in morbido TNT anallergico e traspirante. Il prodotto è a misura universale ed è dotato di pratici elastici.

ES - PERFECTO HEADREST COVER

Los cubre cabezales desechables PERFECTO HEADREST COVER están fabricados en suave material textil no tejido hipoalergénico y transpirable. El producto tiene medida universal y está dotado de prácticos elásticos.

FR - PERFECTO HEADREST COVER

Les housses appui-tête à usage unique PERFECTO HEADREST COVER sont réalisés en TNT doux, antiallergique et respirant. Le produit est disponible dans une taille universelle. Il est doté d'élastiques pratiques.

DE – PERFECTO HEADREST COVER

Die Einweg-Kopfstützenabdeckungen PERFECTO HEADREST COVER sind aus weichem, antiallergischem und atmungsaktivem Vliesstoff hergestellt. Das Produkt hat eine Einheitsgröße und ist mit praktischen Gummis ausgestattet.



Medical Device class I

PERFECTO SEAT COVER

Seat cover, Copri Seggiolino, Cubre Sillas, Couvre-siège, Sitzbezug

UK – PERFECTO SEAT COVER

The PERFECTO SEAT COVER disposable seat covers are made of hypoallergenic and breathable Nonwoven Fabric. The product is a universal one size fits all size, adaptable to suit all seats.

IT - PERFECTO SEAT COVER

I copriseggiolini monouso PERFECTO SEAT COVER, sono realizzati in morbido TNT antiallergico e traspirante. Il prodotto è a misura universale, adattabile a tutti gli sgabelli.

ES - PERFECTO SEAT COVER

Los cubre sillas desechables PERFECTO SEAT COVER están fabricados en suave material textil no tejido hipoalergénico y transpirable. El producto tiene medida universal y se adapta a todas las sillas.

FR - PERFECTO SEAT COVER

Les couvre-sièges à usage unique PERFECTO SEAT COVER sont réalisés en textile non tissé doux, antiallergique et respirant. Mesure universelle, s'adapte à tous les sièges.

DE – PERFECTO SEAT COVER

Die Einweg-Sitzbezüge PERFECTO SEAT COVER sind aus weichem, antiallergischem und atmungsaktivem Vliesstoff hergestellt. Das Produkt hat eine Einheitsgröße, die an alle Hocker anpassbar ist.



Medical Device class I

100x10pcs

green, blue, white,
blue med, orange, lilac



PERFECTO BARRIER FILM

UK – PERFECTO BARRIER FILM

The PERFECTO BARRIER FILM protective adhesive film, is a 1,200 tear-off roll supplied in a practical dispenser; it is ideal for surface protection and leaves no residue after removal.

ES – PERFECTO BARRIER FILM

La película adhesiva protectora PERFECTO BARRIER FILM, un rollo de 1200 unidades precortadas en un práctico dispensador, es ideal para proteger las superficies y no deja residuos después de quitarla.

1.200 pcs



100x150mm



blue




IT - PERFECTO BARRIER FILM

La pellicola adesiva protettiva PERFECTO BARRIER FILM, rotolo da 1.200 strappi fornito in pratico dispenser, è ideale per la protezione delle superfici e non lascia residui dopo la rimozione.

FR - PERFECTO BARRIER FILM

La pellicule adhésive de protection PERFECTO BARRIER FILM, rouleau de 1 200 pièces, fournies dans un distributeur pratique, est idéale pour la protection des surfaces et ne laisse aucun résidu après le retrait.



Medical Device class I

DE – PERFECTO BARRIER FILM

Die Schutzklebefolie PERFECTO BARRIER FILM, eine Rolle mit 1.200 Abrissstücken, die in einem praktischen Spender geliefert wird, ist ideal für den Schutz der Oberflächen und hinterlässt nach der Entfernung keine Reste.

PERFECTO SLEEVE

Protective Sheath, Guaina protettiva, Funda protectora, Pellicule de protection, Einweg-Schutzhülle

UK – PERFECTO SLEEVE

- 1-Disposable protective sheath suitable for use with a polymerisation lamp, in a practical 200 piece container
- 2-Disposable protective sheath for intraoral cameras, in a practical 250 piece container. Head size 2,3 cm
- 3-Disposable protective sheath for probes in a practical 500 piece container.



Medical Device class I

ES – PERFECTO SLEEVE

- 1-Funda protectora desechable apta para lámparas de polimerización en práctico estuche de 200 uds.
- 2-Funda protectora desechable para cámara intraoral en práctico estuche de 250 uds. Tamaño cabezal 2,3 cm
- 3-Funda protectora desechable para sensores en práctico estuche de 500 uds.

IT - PERFECTO SLEEVE

- 1-Guaina protettiva monouso adatta per lampada polimerizzante in pratico astuccio da 200 pcs.
- 2-Guaina protettiva monouso per telecamera intraorale in pratico astuccio da 250 pcs. Dimensione testa 2,3 cm.
- 3-Guaina protettiva monouso per sensori in pratico astuccio da 500 pcs.



- 1)200x36 pcs
- 2)100x36 pcs
- 3)500x36 pcs



- 1)30x120mm
- 2)50x250mm
- 3)42x200mm



transparent

FR - PERFECTO SLEEVE

- 1-Pellicule de protection à usage unique pour lampe à polymériser, dans un étui pratique de 200 pièces.
- 2-Pellicule de protection à usage unique pour caméra intra -orale dans un étui de 250 pièces. Dimension tête 2,3 cm.
- 3 Pellicule de protection à usage unique pour capteurs dans un étui de 500 pièces.

DE – PERFECTO SLEEVE

- 1-Einweg-Schutzhülle, die sich für Polymerisierungslampe eignet, in praktischem Futteral mit 200 Stck.
- 2-Einweg-Schutzhülle für intraorale Kamera, mit praktischem Futteral mit 250 Stck. Abmessung Kopf 2,3 cm
- 3-Einweg-Schutzhülle für Sensoren, mit praktischem Futteral mit 500 Stck.

PERFECTO SLEEVE ROLL

Disposable protective Sheath, Guaina protettiva monouso, Funda protectora desechable, Pellicule de protection à usage unique, einweg-schutzhülle

UK – PERFECTO SLEEVE ROLL

Disposable protective sheath in a 250 tear-off roll with a practical pouch.

ES – PERFECTO SLEEVE ROLL

Funda protectora desechable en rollo de 250 unidades precortadas en práctico estuche



250x18 pcs



55x450 mm – 45x450mm



transparent



DE – PERFECTO SLEEVE ROLL

Einweg-Schutzhülle in einer Rolle mit 250 Abrisstteilen mit praktischem Futteral

IT - PERFECTO SLEEVE ROLL

Guaina protettiva monouso in rotolo 250 strappi con pratico astuccio.

FR - PERFECTO SLEEVE ROLL

Pellicule de protection à usage unique en rouleau de 250 pièces avec étui pratique



Medical Device class I

PERFECTO MAT

Decontaminating mats, Tappeti decontaminanti, Alfombras descontaminantes, Tapis décontaminés, Dekontaminationsmatten

UK – PERFECTO MAT

The PERFECTO MAT decontaminating mats are equipped with a bacteriostatic and bactericidal agent. The product consists of thirty numbered sheets and a practical adhesive to secure it to the floor.

FR - PERFECTO MAT

Les tapis de décontamination PERFECTO MAT sont dotés d'agents bactériostatiques et bactéricides. Le produit se compose de trente feuilles numérotées et d'un adhésif pratique qui permet de le fixer au sol.

IT - PERFECTO MAT

I tappeti decontaminanti PERFECTO MAT, sono dotati di agente batteriostatico e battericida. Il prodotto è composto da trenta fogli numerati e di pratico adesivo per poterlo fissare al pavimento.

ES - PERFECTO MAT

Las alfombras descontaminantes PERFECTO MAT están dotadas de agentes bacteriostáticos y bactericidas. El producto está compuesto por treinta folios numerados y un práctico adhesivo para poderlo fijar al suelo.

DE – PERFECTO MAT

Die Dekontaminationsmatten PERFECTO MAT sind mit bakteriostatischen und bakteriziden Wirkstoffen ausgestattet. Das Produkt besteht aus dreißig nummerierten Blättern und einem praktischen Aufkleber für seine Befestigung am Fußboden.



4 pcs



115x45cm



Blue med, green



PERFECTO MASK

Masks, Mascherine, Mascarilla, Masques, Masken

UK – PERFECTO MASK

The PERFECTO MASK disposable masks are equipped with comfortable elastic bands and a bendable nose clip. The product comes in three layers of Nonwoven Fabric: a breathable outer layer, a high filter power (99% B.F.E.), middle layer, resistant, and a hypoallergenic inner layer. A laced version is also available.

ES - PERFECTO MASK

Las mascarillas PERFECTO MASK están dotadas de cómodos elásticos y una barrita nasal ajustable. El producto está fabricado en textil no tejido con tres capas: capa externa transpirable, capa intermedia con gran capacidad filtrante (99% B.F.E.), y capa interna resistente e hipoalergénico. También disponible en la versión con tiras.

FR - PERFECTO MASK

Les masques à usage unique PERFECTO MASK présentent des élastiques pratiques et un pince-nez modulable. Le produit est réalisé en textile non tissé à trois couches : couche externe respirante, couche intermédiaire à haute capacité filtrante (99% B.F.E.), couche interne résistante et hypoallergénique. Également disponible dans la version à lacets.

DE – PERFECTO MASK

Die Einweg-Masken PERFECTO MASK sind mit bequemen Gummis und mit einem modellierbaren Nasenclip versehen. Das Produkt ist aus dreilagigem Vliesstoff ausgeführt: atmungsaktive äußere Lage, Zwischenlage mit hoher Filterleistung (99% B.F.E.), langlebige und hypoallergene Innenlage. Auch in der Version mit Schnürbändern verfügbar.

IT - PERFECTO MASK

Le mascherine monouso PERFECTO MASK sono dotate di confortevoli elastici e di modellabile barretta stringinaso. Il prodotto è realizzato in TNT, tre strati: strato esterno traspirante, strato intermedio ad alto potere filtrante (99% B.F.E.), e strato interne resistente ed ipoallergenico. Disponibile anche nella versione con lacci.

20x50 pcs



green, blue, pink,
blue med, orange, lilac,
fresh green, black



Medical Device class I



PERFECTO LACES CAP

Caps with laces, Cappellini con lacci, Gorros con lazos, Calots avec lacets, Hauben mit Schnürbändern

UK – PERFECTO LACES CAP

The PERFECTO LACES CAP disposable laced caps are made of soft, hypoallergenic and breathable Nonwoven Fabric. The product is a universal one size fits all size and is fitted with practical laces.

IT - PERFECTO LACES CAP

I cappellini con lacci monouso PERFECTO LACES CAP sono realizzati in morbido TNT antiallergico e traspirante. Il prodotto è a misura universale ed è dotato di pratici lacci.

ES - PERFECTO LACES CAP

Los gorros con tiras desechables PERFECTO LACES CAP están fabricados en suave material textil no tejido hipoalergénico y transpirable. El producto tiene medida universal y está dotado de prácticas tiras.



FR - PERFECTO LACES CAP

Les calots à lacets à usage unique PERFECTO LACES CAP sont réalisés en textile non tissé doux, antiallergique et respirant. Le produit est disponible dans une taille universelle. Il est doté de lacets pratiques.



Medical Device class I



 100x10 pcs
 Green, blue

DE – PERFECTO LACES CAP

Die Einweg-Hauben mit Schnürbändern PERFECTO LACES CAP sind aus weichem, antiallergischem und atmungsaktivem Vliesstoff hergestellt. Das Produkt hat eine Einheitsgröße und ist mit praktischen Schnürbändern ausgestattet.

PERFECTO ELASTIC CAP

Cap with elastic, Cuffiette con elastico, Gorros con elástico, Coiffes à élastique, Hauben mit Gummizug

UK - PERFECTO ELASTIC CAP

The PERFECTO ELASTIC CAP disposable elastic caps are made of soft, hypoallergenic and breathable Nonwoven Fabric. The product comes in a universal one size fits all size and is fitted with practical elastic bands.

IT - PERFECTO ELASTIC CAP

Le cuffie con elastico monouso PERFECTO ELASTIC CAP sono realizzati in morbido TNT anallergico e traspirante. Il prodotto è a misura universale ed è dotato di pratico elastico.

ES - PERFECTO ELASTIC CAP

Los gorros con elástico desechables PERFECTO ELASTIC CAP están fabricados en suave material textil no tejido hipoalergénico y transpirable. El producto tiene medida universal y está dotado de práctico elástico.

FR - PERFECTO ELASTIC CAP

Les coiffes à élastique à usage unique PERFECTO ELASTIC CAP sont réalisées en textile non tissé doux anti allergique et respirant. Le produit est disponible dans une taille universelle. Il est doté d'élastiques pratiques.

DE – PERFECTO ELASTIC CAP

Die Einweg-Hauben mit Gummi PERFECTO ELASTIC CAP sind aus weichem, antiallergischem und atmungsaktivem Vliesstoff hergestellt. Das Produkt hat eine Einheitsgröße und ist mit praktischem Gummi ausgestattet.



Medical Device class I

 100x10 pcs



Green, blue,
white,
blue med,
orange, lilac,
fresh green



PERFECTO GOWN

Visitor gowns, Camici Visitatore, Bata Visitante, Blouses Visiteur, Besucherkitel

UK - PERFECTO GOWN

The PERFECTO GOWN visitor gowns in Nonwoven Fabric are fitted with a waist belt and a velcro closure on the collar, as well as cotton cuffs. The product is water-repellent. One size. Available in both **sterile** and **non-sterile** versions.

IT – PERFECTO GOWN

I camici visitatore PERFECTO GOWN in TNT sono dotati di cintura in vita e chiusura sul collo con velcro oltre che polsini in cotone. Il prodotto è idrorepellente. Taglia unica. Disponibili sia in versione **sterile** che **non sterile**.

ES - PERFECTO GOWN

Las batas para visitantes PERFECTO GOWN en textil no tejido están dotadas de cinturón, cierre con velcro en el cuello y puños de algodón. El producto es hidrófugo. Talla única. Disponible tanto en versión **esterilizada** como **sin esterilizar**.

FR - PERFECTO GOWN

Les blouses visiteur PERFECTO GOWN en textile non tissé sont dotées d'une ceinture à la taille et d'une fermeture au col en velcro. Les poignets sont en coton. Le produit est hydrofuge. Taille unique. Disponible en version **stérilisée** et **non stérilisée**.

DE – PERFECTO GOWN

Die Besucherkitel PERFECTO GOWN aus Vliesstoff sind mit Gürtel an der Taille und Kreppschließe am Kragen sowie mit Baumwolle-Manschetten ausgestattet. Das Produkt ist wasserabweisend. Einheitsgröße. Sowohl in **steriler** als auch **nicht steriler** Version verfügbar



Medical Device class I –
non sterile

Medical Device class II a -
Sterile



50 pcs sterile
100 pcs non-sterile



Green, Blue, Blue med

PERFECTO SURGICAL GOWN

SMS Gowns, Camici SMS, Batas SMS, Blouses SMS, Kittel SMS

UK - PERFECTO SURGICAL GOWN

The PERFECTO SURGICAL GOWN in SMS Fabric are fitted with a waist belt and a velcro closure on the collar, as well as cotton cuffs. The product is water-repellent. Available in different sizes in both the **sterile** and **non-sterile** versions.

IT – PERFECTO SURGICAL GOWN

I camici PERFECTO SURGICAL GOWN in SMS sono dotati di cintura in vita e chiusura sul collo con velcro oltre che polsini in cotone. Il prodotto è idrorepellente. Disponibili in diverse taglie sia in versione **sterile** che **non sterile**.

ES - PERFECTO SURGICAL GOWN

Las batas PERFECTO SURGICAL GOWN en SMS están dotadas de cinturón, cierre con velcro en el cuello y puños de algodón. El producto es hidrófugo. Disponible en varias tallas tanto en versión **esterilizada** como **sin esterilizar**.

FR - PERFECTO SURGICAL GOWN

Les blouses PERFECTO SURGICAL GOWN en SMS sont dotées d'une ceinture à la taille et d'une fermeture sur le col en velcro. Les poignets sont en coton. Le produit est hydrofuge. Disponible en plusieurs tailles, en version **stérilisée** et **non stérilisée**.

DE – PERFECTO SURGICAL GOWN

Die kittel PERFECTO SURGICAL GOWN aus SMS sind mit Gürtel an der Taille und Kreppschließe am Kragen sowie mit Baumwoll-Manschetten ausgestattet. Das Produkt ist wasserabweisend. In verschiedenen Größen sowohl in **steriler** als auch **nicht steriler** Version verfügbar..



 50 pcs

 M – L – XL

 Blue



Medical Device
class I – non sterile

Medical Device
class IIa - Sterile

PERFECTO SHOES COVER

Shoe covers, Copriscarpe, Cubrezapatos, Couvre-chaussures, Überschuh

UK – PERFECTO SHOE COVERS

The PERFECTO Shoe Covers disposable shoe covers are available in light blue PE and in green Nonwoven Fabric. The product is equipped with an elastic closure at the ankle. Lightweight and waterproof, they are ideal for use by both patients and operators alike. One size.

ES – PERFECTO SHOE COVERS

Los cubrezapatos desechables PERFECTO Shoe Covers están disponibles en PE azul y en textil no tejido verde. El producto está dotado de elástico de cierre en el talón. Ligeros e impermeables, son ideales para pacientes y operadores. Talla única.

FR - PERFECTO SHOE COVERS

Les couvre-chaussures à usage unique PERFECTO Shoe Covers sont disponibles en PE bleu et textile non tissé vert. Le produit est doté d'un élastique de fermeture aux chevilles. Légers et imperméables, ils sont parfaits pour les patients et les opérateurs. Taille unique.

DE – PERFECTO SHOE COVERS

Die Einweg-Überschuhe PERFECTO Shoe Covers sind in hellblauem PE und in grünem Vliesstoff verfügbar. Das Produkt ist mit einem Verschlussgummi an den Knöcheln ausgestattet. Sie sind leicht und undurchlässig und ideal für Patienten und Mitarbeiter. Einheitsgröße.

IT- PERFECTO SHOE COVERS

I sovrascarpe monouso PERFECTO Shoe Covers sono disponibili in PE azzuro ed in TNT verde. Il prodotto è dotato di elastico di chiusura alla caviglia. Leggeri ed impermeabili sono ideali per pazienti ed operatori. Taglia unica.



 100x10 pcs



PERFECTO LATEX GLOVES

Latex gloves , Guanti in lattice , Gants en latex, Guantes de látex, Latex-Handschuhe

UK - PERFECTO LATEX GLOVES

The PERFECTO LATEX GLOVES are latex disposable gloves available with powder (corn starch) and powder free (non-chlorinated). The product guarantees maximum elasticity and resistance and has a long wrist cuff and a folded trim.

IT - PERFECTO LATEX GLOVES

I guanti monouso in lattice PERFECTO LATEX GLOVES sono disponibili con polvere (amido di mais) e senza polvere (non clorinati). Il prodotto garantisce massima elasticità e resistenza ed è dotato di polso lungo e bordo ripiegato.

ES - PERFECTO LATEX GLOVES

Los guantes de látex desechables PERFECTO LATEX GLOVES están disponibles con polvo (almidón de maíz) y sin polvo (no clorados). El producto garantiza máxima elasticidad y resistencia, y está dotado de puño largo y borde con doblado.



 100x10 pcs

 XS-S-M-L-XL

 White

FR - PERFECTO LATEX GLOVES

Les gants à usage unique en latex PERFECTO LATEX GLOVES sont disponibles avec poudre (amidon de maïs) et sans poudre (non chlorés). Le produit garantit la plus grande élasticité et une vraie résistance. Son poignet est long à bord replié.

DE - PERFECTO LATEX GLOVES

Die Einweg-Latex-Handschuhe PERFECTO LATEX GLOVES sind mit Puder (Maisstärke) sowie pulverfrei (chlorfrei) verfügbar. Das Produkt garantiert höchste Elastizität und Beständigkeit und ist mit langer Stulpe und gefalztem Rand ausgestattet.



Medical Device class I

PERFECTO NITRIL GLOVES



Medical Device class I

100x10 pcs 

XS-S-M-L-XL 

White 



Nitrile gloves, Guanti Nitrile, Guantes Nitrilo, Gants en nitrile, Nitrilhandschuhe

UK - PERFECTO NITRIL GLOVES

The PERFECTO NITRILE GLOVES are disposable nitrile gloves and totally latex and powder free. The product eliminates the risk of intolerances while guaranteeing maximum elasticity and excellent tactile sensitivity.

IT - PERFECTO NITRIL GLOVES

I guanti monouso in nitrile PERFECTO NITRILE GLOVES sono totalmente privi di lattice e polvere. Il prodotto azzerà il rischio di intolleranze e garantisce massimi elasticità e ottima sensibilità tattile.

ES - PERFECTO NITRIL GLOVES

Los guantes de nitrilo desechables PERFECTO NITRILE GLOVES están totalmente libres de látex y polvo. El producto neutraliza el riesgo de intolerancias y garantiza máxima elasticidad y óptima sensibilidad táctil.

FR - PERFECTO NITRIL GLOVES

Les gants à usage unique en nitrile PERFECTO NITRILE GLOVES sont totalement sans latex et sans poudre. Le produit annule le risque d'intolérance et garantit la plus grande élasticité et une excellente sensibilité tactile.

DE - PERFECTO NITRIL GLOVES

Die Einweg-Nitrilhandschuhe PERFECTO NITRILE GLOVES sind vollkommen Latex- und pulverfrei. Das Produkt reduziert das Intoleranzrisiko auf null und garantiert höchste Elastizität sowie eine optimale Berührungssensibilität.

PERFECTO DRAPE

Sterile drape, Telo sterile, Blouse stérilisée, Tela estéril, Steriles Tuch

UK – PERFECTO DRAPE

The PERFECTO DRAPES sterile drapes are made of one layer of Nonwoven Fabric and one layer of PE. The product is absorbent and waterproof, individually packaged in sterile pouches to guarantee maximum safety. Available in various sizes, with an adhesive side or U-shaped neckline.

IT - PERFECTO DRAPE

I teli sterili PERFECTO DRAPES sono composti da uno strato di TNT ed uno di PE. Il prodotto è assorbente ed impermeabile, confezionato singolarmente in busta sterile garantisce la massima sicurezza. Disponibili in varie misure, con lato adesivo oppure scollo ad U.



Medical Device class II a


ES – PERFECTO DRAPE

Las telas estériles PERFECTO DRAPES están compuestas por una capa de textil no tejido y una de PE. El producto es absorbente e impermeable y está envasado de forma individual en un sobre estéril que garantiza la máxima seguridad.

Disponible en varias medidas, con lado adhesivo o con escote en U.



 50 pcs

 50x50cm – 50x75cm – 75x100cm – 100x150cm
50x75cm – 75x90cm adhesive side
75x100cm U-shaped neckline

 blue

FR - PERFECTO DRAPE

Les blouses stérilisées PERFECTO DRAPES se composent d'une couche en textile non tissé et d'une couche en PE. Le produit est absorbant et imperméable, conditionné singulièrement dans des emballages stériles pour garantir la plus grande sécurité.

Disponibles en plusieurs mesures, avec côté adhésif ou encolure en U.

DE – PERFECTO DRAPE

Die sterilen Tücher PERFECTO DRAPES bestehen aus einer Lage Vliesstoff und einer Lage PE. Das Produkt ist saugfähig und undurchlässig. Es ist einzeln in sterilen Tüten verpackt und garantiert höchste Sicherheit.

Verfügbar in verschiedenen Abmessungen, mit Klebeseite oder U-Ausschnitt.

PERFECTO SURGICAL KIT

Surgical kit, Kit implantologia, Kit Implants, Kit implantologia, Implantologie-set



Medical Device class II a



 10 pcs

UK – PERFECTO SURGICAL KIT

The PERFECTO SURGICAL KIT is sterile and includes: 2 Nonwoven Fabric gowns, 2 elasticated caps, 1 laced cap, 2 masks with elastic bands, 1 double-sided 75x100 drape, 1 U-shaped 75x100 cm drape, 2 x.7.5x200 cm sheaths, 2 x 2.5x20 cm adhesive strips. Customisable content upon request.

IT - PERFECTO SURGICAL KIT

Il kit sterile chirurgico PERFECTO SURGICAL KIT è composto da: 2 camici in TNT, 2 cuffiette con elastico, 1 cappellino con lacci, 2 mascherine con elastico, 1 telo 75x100 biaccoppiato, 1 telo 75x100 scollo ad U, 2 guaine cm.7,5x200, 2 strisce adesive cm. 2,5x20. Contenuto personalizzabile su richiesta.

ES – PERFECTO SURGICAL KIT

El kit quirúrgico estéril PERFECTO SURGICAL KIT está compuesto por: 2 batas en textil no tejido, 2 gorros con elástico, 1 gorro con tiras, 2 mascarillas con elástico, 1 tela 75 x 100 de doble capa, 1 tela 75 x 100 con escote en U, 2 fundas 7,5 x 200 cm, 2 tiras adhesivas 2,5 x 20 cm. Contenido personalizable por encargo.

FR - PERFECTO SURGICAL KIT

Le kit stérile de chirurgie PERFECTO SURGICAL KIT se compose de : 2 blouses en textile non tissé , 2 coiffes à élastique, 1 calot à lacets, 2 masques à élastique, 1 blouse 75x100 doublée, 1 blouse 75x100 col en U, 2 gaines 7,5x200 cm, 2 bandes adhésives cm. 2,5 x 20. Contenu personnalisable sur demande.

DE – PERFECTO SURGICAL KIT

Das sterile Chirurgie-Set PERFECTO SURGICAL KIT besteht aus: 2 Kittel aus Vliesstoff, 2 Hauben mit Gummi, 1 Haube mit Schnürbändern, 2 Masken mit Gummi, 1 Tuch 75 x 100 zweiseitig, 1 Tuch 75 x 100 U-Ausschnitt, 2 Hüllen cm 7,5 x 200, 2 Klebebänder cm 2,5 x 20. Auf Anfrage individuell gestaltbarer Inhalt.

PERFECTO PACK

Sterilization roll and pouch, Rotoli e buste per sterilizzazione, Rollo y sobre para esterilización, Roul et sachet de stérilisation, Sterilisationsrolle undbeutel

UK – PERFECTO PACK


The PERFECTO PACK sterilisation rolls and pouches are made of medical grade paper and polyester/polypropylene film. The product can be used for steam/ethylene oxide sterilisation cycles, and is equipped with a colour indicator for both sterilisation modes and fully complies with all current sterilisation regulations and standards.

IT - PERFECTO PACK

I rotoli e buste di sterilizzazione PERFECTO PACK sono composti da carta medicale e film di poliestere/polipropilene. Il prodotto è utilizzabile per i cicli di sterilizzazione a vapore / ossido di etilene, dotato di indicatore di viraggio per entrambe le modalità di sterilizzazione e risponde pienamente alle vigenti normative in materia di sterilizzazione.



Medical Device class I



Medical Device class I



200x24 pcs	60mmx100mm
200x8 pcs	90mmx230mm
200x6 pcs	140mmx250mm
200x4 pcs	190mmx330mm



8 pcs	50mmx200mt – 75mmx200mt
4 pcs	100mmx200mt – 150mmx200mt
2 pcs	200mmx200mt – 250mmx200mt – 300mmx200mt

FR - PERFECTO PACK

Les rouleaux et les sachets de stérilisation PERFECTO PACK sont en papier médical et film de polyester/polypropylène. Le produit est utilisable pour les cycles de stérilisation à vapeur/oxyde d'éthylène, doté d'un indicateur de virage pour les deux modalités de stérilisation. Il répond pleinement aux normes en vigueur en matière de stérilisation.

DE – PERFECTO PACK

Die Sterilisationsrollen und -beutel PERFECTO PACK bestehen aus medizinischem Papier und Polyester-/Polypropylenfolie. Das Produkt ist für Dampf-/Ethylenoxidsterilisationszyklen verwendbar. Es ist mit Tonisierungsanzeige für beide Sterilisierungsmodalitäten ausgestattet und entspricht vollkommen den geltenden Sterilisierungsnormen.

PERFECTO BOWIE E DICK

UK – PERFECTO BOWIE E DICK

The PERFECTO BOWIE & DICK test is ideal for controlling sterilisation cycles and therefore for testing the correct operation of the autoclave.



IT - PERFECTO BOWIE E DICK

Il test PERFECTO BOWIE & DICK è ideale per il controllo del ciclo di sterilizzazione e quindi per testare il corretto funzionamento dell'autoclave.

ES – PERFECTO BOWIE E DICK

El test PERFECTO BOWIE & DICK es ideal para controlar el ciclo de esterilización y, por tanto, para testar el correcto funcionamiento del autoclave.



 20 pcs

FR - PERFECTO BOWIE E DICK

Le test PERFECTO BOWIE & DICK est idéal pour le contrôle du cycle de stérilisation et pour le bon fonctionnement de l'autoclave.

DE – PERFECTO BOWIE E DICK


Der Test PERFECTO BOWIE & DICK ist ideal für die Kontrolle des Sterilisationszyklus und folglich zum Test der korrekten Funktionsweise des Autoklaven.



www.perfecto.dental



YOUR DISPOSABLE EXCELLENCE



**WE LOVE
TO HEAR
FROM YOU**

DISPOTECH srl

Via Al Piano, 29
23020 Gordona (SO) - ITALY

Tel. +39 0343 36711

Tel. +39 0343 48090

Fax +39 0343 36567

info@dispotech.it



DISPOTECH.COM